

## Surfa'safe Premium mousse diffuse 750 ml



Mousse détergente désinfectante sans alcool destinée au nettoyage et à la désinfection de surfaces, des dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs. Efficacité microbienne dès 2 mn, séchage rapide et sans trace. Prêt à l'emploi.

Propriétés microbiologiques : Bactéries : EN 1040, EN 13727, EN 13697: 2 mn. Selon EN 13727 : actif sur ERV, A. baumannii BLSE, E. coli OXA 48, E cloacae OXA 48, K. pneumoniae OXA 48, SARM, Listeria monocytogenes, Salmonella enteritidis : 1mn. Selon EN 13697 : actif sur ERV, A. baumannii BLSE, E. coli OXA 48, E cloacae OXA 48, SARM, Listeria monocytogenes, Salmonella enteritidis : 2 mn. Levures : EN 1275, EN 13697: 5mn. EN 13624 : 2mn. Moisissures : EN 1275, EN 13624, EN 13697: 20 mn. Selon EN 13624, EN 13697 : Actif sur Aspergillus fumigatus et Tricophyton Mentagrophytes : 15 mn. Virus : EN 14476 : Adénovirus, Norovirus Murin : 30mn. Selon EN 14476 : actif sur HIV-1, PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), Vaccinia virus, HSV, Rotavirus : 1mn. Selon EN 14476 : actif sur Polyomavirus SV 40, Coronavirus : 5mn.

Dangereux - respectez les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Dispositif médical classe IIa. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Flacon 750 ml avec dispenseur de mousse diffuse.

**Date d'impression : 15/02/2026**