

## Poire à lavement Pic



- 35 ml - 802067
- 70 ml - 802068
- 125 ml - 802363
- 365 ml - 802364

- **À canule souple : Un lavement délicat et confortable**
- **À canule rigide : Idéal pour l'hygiène intestinale en toute simplicité**

[Poires à lavement](#) avec canule souple ou rigide selon modèle. Indiqué pour les lavements auriculaires ou intestinaux selon le modèle :

- Souple : Poire en caoutchouc avec canule souple. Indiquée pour l'irrigation du côlon et le lavage auriculaire (petite dimension uniquement).
- Rigide : Poire pour irrigation du côlon, en matière solide, douce et non toxique.

Disponible en plusieurs modèles :

- 35 ml. À canule souple.
- 70 ml. À canule souple.
- 125 ml. À canule souple.
- 365 ml. À canule rigide (9 cm).

Vaporisateur de lavement : PVC. Non stérile.

Avant chaque utilisation, lavez le dispositif avec de l'eau et du savon en les rinçant soigneusement. Après utilisation, lavez à l'eau et au savon en les rinçant soigneusement. Laissez tous les composants sécher avant de les ranger. Avant chaque réutilisation, répétez les opérations spécifiées depuis le début.

**Variantes :**

- 35 ml
- 70 ml
- 125 ml
- 365 ml