

Cinquième roue Blumil GO



- 875030

- **Mécanisme de fixation unique et breveté**
- **Qualité de fabrication et sûreté d'utilisation**
- **Batterie supplémentaire disponible en option**

Le système de motorisation Blumil GO permet de transformer votre fauteuil manuel en fauteuil assisté électriquement. Le système de fixation unique ne nécessite pas d'adaptation spécifique. A l'aide d'un simple bouton, la barre de connexion se fixe sur l'essieu de votre fauteuil et bascule électriquement l'assise en arrière : vous pouvez l'utiliser. Il suffit simplement de positionner les repose-pieds de votre fauteuil sur le support au sol du Blumil GO. Déconnexion en quelques secondes également. Equipée d'une roue de 20 cm permettant une utilisation en ville, et d'une prise de charge USB. Ecran électronique. Double éclairage Led.

Moteur 300W. Batterie LG 7,8 Ah 280 Wh. Poids total avec batterie 13 kg. Vitesse max. 10 km/h. Autonomie 30 kms.

Batterie supplémentaire disponible en option

Produit compatible avec les fauteuils actifs uniquement