

## Fauteuil WC/douche et transfert Moovy Elec



- 822013

- La version à élévation électrique du fauteuil [Moovy](#)

La version à élévation électrique du [fauteuil Moovy](#). Comme le [fauteuil Moovy standard](#), il vous permet de prendre en charge facilement, sans effort pour l'aïdant et sans risque de douleurs pour le patient. Il vous permettra de transférer vos patients du lit à la douche ou aux toilettes. Il suffit de positionner l'assise du Moovy à la hauteur du fessier du patient, en modifiant la hauteur grâce aux vérins électriques. Commande montée/descendue directement sur le Moovy (sans télécommande). Ensuite, il faut ouvrir l'assise, la refermer autour du patient et la sécuriser grâce à la double sécurité (taquet et boucle ceinture). Dispose de 4 roues à freins, d'une ceinture souple de sécurité et d'un dossier et d'accoudoirs en mousse souple. Il est livré avec un coussin de confort, et d'un pot amovible pour une utilisation autonome. Il dispose également de poignées repliables pour un meilleur accès au patient.

Il peut être utilisé dans la douche de la salle de bain sous réserve de retirer la batterie avant utilisation. Merci de consulter la notice et de respecter les précautions d'emploi et instruction d'utilisation pour plus de renseignement.

Dimensions hors-tout : larg. 62,5 x prof. 78 cm (sol) ou 82 cm (en haut).

Dimensions assise : larg. 47 x prof. 43 x haut. 44,5 à 64 cm.  
Hauteur dossier 40,5 cm.

Largeur entre accoudoirs 45,5 cm.

Poids 35 kg.

Poids maximum autorisé 150 kg