

## Barre de maintien au lit



## • Forme ergonomique de la poignée

Notre barre de maintien au lit peut être positionnée sur des sommiers à lattes comme tapissiers. Il se transporte à plat et peut vous accompagner en voyage facilement. Il s'installe simplement entre le sommier et le matelas et, grâce à ses antidérapants, il reste fermement en place.

Support : 70 x 58 cm.

Porte-mains: larg. 12 x haut. 53 cm.

Résistance: 127 kg.



- 815028

**Date d'impression :** 02/11/2025