

Housse post-décontamination pour fauteuil



- 114054

- **Garantit un maintien de la décontamination jusqu'au client**

Cette housse intégrale zippée permet de stocker votre fauteuil roulant décontaminé et de le livrer à votre client. Elle est équipée d'un fond renforcé, d'une sangle de transport et de 2 poignées supplémentaires de manutention. Elle est également munie d'une pochette cristal renforcée pour mettre vos documents matériel et le dossier du patient. Ø. Imperméable.

Housse doublée en Stéritex gris classée au feu M1, enduction PVC + doublure PU.
Lavable à 60°C ou décontamination à froid sans produit chloré.

Dimensions : larg. 80 x prof. 32 x haut. 88 cm.