

Compresse GelPro épaule



- Un matériau extensible révolutionnaire !
- Permet de traiter en froid ou en chaud efficacement

Notre nouvelle gamme GelPro permet un traitement de thermothérapie complet. En plaçant la compresse dans un freezer, vous pouvez soulager les petits traumatismes et les oedèmes. En plaçant la compresse au micro-ondes, vous pouvez assouplir et soulager les douleurs musculaires ou organiques. Les compresses s'enfilent sur la partie à traiter et l'épouse fidèlement car le matériau utilisé est très extensible, permettant d'être adapté à la plupart des morphologies.

Coloris bleu.

Modèle moitié ceinture et tube à enfiler par le bras pour couvrir l'épaule entière. La sangle velcro extensible se fixe sous le bras opposé.

Dimensions sans extension: 29 x 35 cm. Longueur sangle sans extension: 76 cm.

Compresses disponibles en 5 autres modèles.

Date d'impression : 02/12/2025